

Biztonsági adatlap

1. Az anyag/készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítása

1.1 Termék azonosítása:

Medium A F parazitológiai reagens
Szállító- és feldolgozó folyadék

1.2 Gyártó és forgalmazó azonosítása:

Biosepar GmbH
Am Industriepark 3, D-84453 Mühldorf am Inn
Telefon: +49 (0)8631 167 4855
Fax: +49 (0)8631 167 4857
E-mail: mail@biosepar.de

FIGYELEM!

2010 december 1-től cégünk a németországi központjából terjeszti Magyarországon is a termékeit. Rendeléssel, kérdéseikkel kérjük forduljanak hozzánk. Beszélünk magyarul.

1.3 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: 06-80-201-199 (díjmentesen hívható zöldszám)

2. Összetétel / az összetevőkre vonatkozó adatok

CAS	Kémiai név	EG	EG Index	Koncentráció	Osztályozás
50-00-0	Formalin	200-001-8	605-001-00-5	6%	Carc.Cat. 3; R40 T; R23/24/25 Xn; R43C; R34
67-56-1	Methanol	200-659-6	603-001-00-X	< 0,1	F; R11T; R23/24/25- 39/23/24/25

3. Elsősegélynyújtás

Általános információk:

A sérültet távolítsa el azonnal a veszélyeztetett területről, fektesse kényelmes helyzetbe. Lazítsa meg szoros ruhadarabjait. Távolítsa el az elszennyeződött ruhadarabot. Hívjon azonnal orvost és mutassa meg ezen biztonsági adatlapot az orvosnak.

Belégzés:

Vigye a sérültet friss levegőre. Hívjon orvost

Lenyelés:

Ha a sérült eszméletnél van, mossa ki bő vízzel a száját, igyon sok folyadékot, azonnal hívjon orvost

Szembe kerülés:

Bő vízzel öblítse a szemet legalább 1-2 percig, majd mutassa meg az orvosnak.

Bőrre kerülés:

Azonnal mossa le a sérült felületet bő vízzel. Ha utána irritációt észlel, mutassa meg az orvosnak.

4. Tűzvédelmi intézkedések

Nem éghető, azonban tűz esetén veszélyes gőzök keletkezhetnek

Megfelelő tűzoltószerek:

CO₂ poroltó vagy vízszugár.

Különleges védőfelszerelés:

A veszélyeztetett területen védőöltözet és oxigénmaszk használata szükséges.

5. Intézkedések a véletlenszerű expozíciónál

Környezetvédelmi intézkedések:

Akadályozza meg a csatornába, illetve a környezetbe való kijutást.

Tisztítási/eltávolítási eljárások:

Csak arra kiképzett dolgozó irányíthatja a feltakarítást. Vegyen fel egyéni légzésvédőt, gumicsizmát, gumikesztyűt. A kiömlött anyagot fedje le száraz talajjal vagy homokkal. Tegye fedett, zárt és feliratozott edénybe majd távolítsa el a helyszínről. Szellőztessen ki és a kiömlés helyét mossa fel, amíg teljesen eltűnik a szennyezés.

6. Kezelés és tárolás

Információk a biztonságos kezeléshez:

Kerüljük a folyadék kiömlését. Az edényeket használaton kívül tartsa lezárva.

Raktározás:

Hűvös, száraz, jól szellőző helyen tárolja (+15°C - +25°C között).

7. Expozíció ellenőrzések / személyi védelem

Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Kerüljük az anyaggal való közvetlen érintkezést, az anyag kiömlését, lenyelését, belélegzését, szembe, bőrre és ruházatra kerülését. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. Használat után alaposan mosson kezet.

Személyes védőfelszerelések:

Személyvédelem: Védőruha

Kéz védelme: Vegyszerálló védőkesztyű.

Szem védelme: Védőszemüveg

Légutak védelme: Respirátor

8. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Forma:	Folyadék
Szín:	Kékes színű
Forráspont:	Nincs adat
Lobbanáspont:	Nincs adat
Öngyulladás:	Az anyag magától nem gyullad.
Robbanási elegy:	Nincs adat
Oldhatóság vízben	oldódik
pH-érték:	6,7 - 7,1

9. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.

Összeférhetetlenség: Réz, alumínium, erős redukálószer.

Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs.

10. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás: Szem és bőr irritációt okoz.

Irritációs adatok: Nincs adat

Toxicitási adatok: Erősen mérgező.

További toxikológiai információk:

Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű alkalmazás esetén tapasztalatunk és a rendelkezésre álló információk szerint a termék nem fejt ki egészségkárosító hatást.

11. Ökológiai adatok

Vízminőség veszélyességi osztály (WGK): 1

Minden élő organizmusra erősen toxikus.

Ne engedje felszíni vizekbe, szennyvízbe vagy talajba!

12. Hulladékkezelési szempontok

A 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről irányadó.

13. Szállításra vonatkozó előírások

Nincs adat

14. Szabályozási információk

Veszélyjelek:

Xn : Ártalmas

R-mondatok:

20/21 Belélegezve, lenyelve és bőrrel érintkezve ártalmas.

50 Erősen mérgező minden élő organizmusra..

S-mondatok:

2 Gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

23.2 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.

25 Kerülni kell a szembe jutást.

Országos előírások:

33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet módosításáról.

2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

15. Egyéb információk

Legjobb tudomásunk szerint az információ, melyet ez az összeállítás tartalmaz helyes és pontos, de a ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek.

Valamennyi anyag tartalmazhat ismeretlen veszélyt, ezért használatuk mindenképpen körültekintést igényel.