

Biztonsági adatlap

1, Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

1.1 Termék azonosítása:

Medium A FixSepar® ECO formalinmentes fixáló reagens

1.2 Gyártó és forgalmazó azonosítása:

Biosepar GmbH
Am Industriepark 3, D-84453 Mühldorf am Inn
Telefon: +49 (0)8631 167 4855
Fax: +49 (0)8631 167 4857
E-mail: mail@biosepar.de

FIGYELEM!

2010 december 1-től cégünk a németországi központjából terjeszti Magyarországon is a termékeit. Rendeléssel, kérdéseikkel kérjük forduljanak hozzánk. Beszélünk magyarul.

1.3 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyváradi tér 2.
Tel.: 06 80 201 199 (díjmentesen hívható zöldszám)

2, Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

Kémiai komponensek	Összetétel %	Besorolás:
Tartósító	< 1%	Xn R 11-42/43
pH szabályzó és savanyító	<1,7%	Xi R 36
Nedvesítőszer	< 2%	Nem veszélyes
Anionos tenzid	< 0.05%	Xn R 22-41
Szagosító anyag	< 0.04%	Xi R 38-43
Élelmiszer színezék	< 0.001%	Nem veszélyes
Víz	100% -ra kieg.	Nem veszélyes

3, Veszélyesség szerinti besorolás

Az alkotóelemek koncentrációja a 2001/58/EC direktíva rendelkezéseiben leírt határértékeken belül esik.

4, Elsősegélynyújtás

Általános információk: Különleges intézkedések nem szükségesek.

5, Tűzvédelmi intézkedések

Megfelelő tűzoltószerek:

CO₂, poroltó vagy vízsugár.

Különleges védőfelszerelés: Különleges intézkedések nem szükségesek.

6, Intézkedések a véletlenszerű expozíciónál

Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések: Védőruha használata.

Környezetvédelmi intézkedések: Az oldatot vízsugárral távolítsuk el.

Tisztítási/eltávolítási eljárások: A kiömlött anyagot fedje le száraz földdel vagy homokkal. Tegye fedett, zárt és feliratozott edénybe majd távolítsa el a helyszínről. A kiömlés helyét vízzel mossa fel, amíg teljesen eltűnik a szennyezés.

További információk: Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.

7, Kezelés és tárolás

Kezelés:

Információk a biztonságos kezeléshez: Kerüljük a gőzök és a permet belélegzését, valamint az anyagnak a szembe és bőrre kerülését.

Raktározás:

Jól záródó edényben, hűvös, száraz helyen tárolja.

Együttes tárolással kapcsolatos információk: Erős lúgoktól, savaktól és oxidálószerektől elkülönítve tároljuk.

8, Expozíció ellenőrzések/személyi védelem

A termék nem veszélyes anyag a 2001/58/EC direktíva rendelkezései szerint.

Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Kerüljük az anyaggal való közvetlen érintkezést, az anyag kiömlését, lenyelését, szembe, bőrre kerülését. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. Használat után alaposan mosson kezét.

Személyes védőfelszerelések:

Személyvédelem: Védőruha

Kéz védelme: Tartós használatnál védőkesztyű.

Szem védelme: Védőszemüveg

Légutak védelme: Aerosol képződés esetén gázálc vagy respirátor

9, Fizikai és kémiai tulajdonságok

Forma:	folyadék
Szín:	zöldes
Forráspont:	100°C
Lobbanáspont:	nincs meghatározva.
Öngyulladás:	az anyag magától nem gyullad.
Robbanási elegy:	az anyag nem jelent robbanásveszélyt.
Sűrűség:	1,01 g/cm ³
Oldhatóság vízben	oldódik
pH-érték:	4,5 – 5,5

10, Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.

Kerülendő feltételek: - Erős lúgok, savak és oxidálószerke.
- 45°C feletti hőmérséklet és direkt napfény

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11, Toxikológiai adatok

A termék nem veszélyes anyag a 2001/58/EC direktíva rendelkezései szerint.

12, Ökológiai adatok

A termék nem veszélyes anyag a 2001/58/EC direktíva rendelkezései szerint.

Ökotoxikus hatás: Nem ismeretes

13, Hulladékkezelési szempontok

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet az irányadó.

14, Szállításra vonatkozó előírások

Nincs adat

15, Szabályozási információk

EGK irányelvek szerinti jelölés:

A vegyszerek kezelésénél szokásos óvatossági rendszabályokat vegyük figyelembe.
Az EGK irányelvek szerint a termék nem jelölésköteles.

Országos előírások:

33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet módosításáról.

2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

16, Egyéb információk

Legjobb tudomásunk szerint az információ, melyet ez az összeállítás tartalmaz helyes és pontos, de a ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek.

Valamennyi anyag tartalmazhat ismeretlen veszélyt, ezért használatuk körültekintést igényel.