

# NEUENTWICKLUNG

## Parasi Trap<sup>®</sup> Combi-Medium Kombiniertes Trenn- und Färbemedium


Bestell-Nr.: 8487/CM



Statt Medium B und Medium C....

....kann das Combi-Medium 1,5 ml  
verwendet werden.  
Eine Tropfflasche ist beigelegt.

*Medium B und Medium C ist  
jedoch weiterhin lieferbar,  
falls Sie es benötigen.*



**Die Untersuchung mit ParasiTrap<sup>®</sup> geht jetzt noch einfacher:**



**Mit dem neuen Combi-Medium erfolgt  
die Trennung und gleichzeitige  
Färbung der Parasiten bequem  
in einem Arbeitsgang.  
Der gradierte Tropfer wird mitgeliefert.**