

# ÚJ FEJLESZTÉS

## Parasi Trap<sup>®</sup> Combi Medium Egyesített szétválasztó- és színező folyadék

Megrendelési szám.: 8487/CM



A Medium B és a Medium C helyett.....

.....egyszerűen használja a  
Combi Medium folyadékot.

Minden megrendeléshez egy  
beosztással ellátott csepegtetőt  
és egy 30 ml-es üveget mellékelünk.

*Természetesen a Medium B és a Medium C  
továbbra is megrendelhető.*



**A diagnosztika a ParasiTrap<sup>®</sup> rendszerrel  
mostantól még egyszerűbb:**



*Az új Combi Medium folyadékkal  
egyidejűleg tudja a székletmintából  
a parazitákat leválasztani és színezni.*